


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano/De Mono Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0009079



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 humano/de mono conjugado con para citometría de flujo. Se dirige a la glicoproteína transmembrana de 14-34 kDa presente en los linfocitos y otros tejidos. Ideal para inmunofenotipificación y estudios funcionales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD38 humano/de mono
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
ID del gen	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (NP_001766.2)
Origen	Subcutáneo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P28907
Peso de la proteína	14 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo