


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0012673



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD38 humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar las funciones enzimáticas y receptoras de CD38 en la regulación inmunitaria y en la investigación de la diabetes y la oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD38 humano/de mono
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especie	Humano
GeneID (humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (NP_001766.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P28907
Peso de la proteína	14 kDa/34 kDa
Envío	Bolsa de hielo