

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd38 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P28907

Número de artículo: CM0009885



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD38 humano y de mono. Validado para citometría de flujo, permitiendo la detección de la expresión de CD38 en células inmunitarias para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD38 Humano/Mono
Observaciones/Alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Especies	Humano
GeneID (Humano)	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 de CD38 humano (NP_001766.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso proteico	14kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo