


Conejo Anti-Humano/Mono Cd38 Polymab® Para Fc - P28907

Número de artículo: CM0008247



Introducción

Conejo anti-Humano/Mono CD38 PolymAb® es un anticuerpo monoclonal para citometría de flujo, validado para humano y mono cinomolgus. Se dirige a la glucoproteína CD38 involucrada en la señalización de células inmunes y el metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD38 PolymAb®
Observaciones/Alias	CD38; ADPRC 1; ADPRC1; molécula CD38
Especie	Humano
GeneID (Humano)	952
GeneID	952
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 43-300 del CD38 humano (P28907)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P28907
Peso Proteico	13kDa/34kDa
Envío	Bolsa de hielo