

Mab Anti-Humano/Mono Cd4 De Conejo Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0011326



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-Humano/Mono CD4 de conejo (conjugado) validado para citometría de flujo. Detecta CD4, un marcador clave de linfocitos T cooperadores y receptor del VIH. Apto para fenotipado de células inmunitarias e investigación en enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-Humano/Mono CD4 de conejo
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	920
ID del gen	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgo
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo