

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Macaaco Para Fc - P01730

Número de artículo: CM0009996



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con , específico para CD4 (glicoproteína de superficie de linfocitos T) humano y de macaco cangrejero. Validado para citometría de flujo (FC). Ideal para fenotipado de células inmunitarias e investigación sobre el VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD4 humano/macaaco
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID (Humano)	920
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo