


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Macro Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0004840



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 humano/macro, conjugado con , validado para citometría de flujo (FC). Se dirige a la glicoproteína CD4 de superficie de linfocitos T; reacciona con humanos y macacos cangrejeros. SWISS: P01730.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD4 humano/macro
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
GeneID	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo