

## Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-CD4 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0009939



### Introducción

mAb conejo anti-CD4 Humano/Mono, validado para citometría de flujo (FC). Se dirige al CD4 humano (P01730), reacciona de forma cruzada con cynomolgus. Útil para la identificación de células T colaboradoras y la investigación en inmunología.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nombre del Producto | mAb conejo anti-CD4 Humano/Mono     |
| Observaciones/Alias | T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut     |
| Especie             | Humano                              |
| GeneID (Humano)     | 920                                 |
| GeneID              | 920                                 |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante de CD4 humano |
| Fuente              | Conejo                              |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales            |
| Aplicación          | FC                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Cynomolgus                  |
| SWISS               | P01730                              |
| Peso Proteico       | 51kDa                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                      |