


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01730

Número de artículo: CM0005368



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo reconoce específicamente la proteína CD4 de humano, macaco cangrejero y macaco rhesus. Conjugado con , está validado para citometría de flujo y es adecuado para la identificación de linfocitos T auxiliares y la investigación del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 humano/mono
Observaciones/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	920
ID del gen	920
Inmunógeno	Proteína recombinante de CD4 humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero, Macaco rhesus
SWISS	P01730
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo