

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/De Mono Para Fc - P08575

Número de artículo: CM0012579



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra CD45 humano/de mono, validado para citometría de flujo. Ideal para la inmunofenotipificación de subpoblaciones de leucocitos en aplicaciones diagnósticas y de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 humano/de mono
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humana
GeneID (humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P08575
Peso de la proteína	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Envío	Bolsa de hielo