

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P08575-9

Número de artículo: CM0011914

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 humano/mono conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al antígeno común de leucocitos, reacciona cruzadamente con humano y macaco cynomolgus. Adecuado para inmunofenotipado. Isoforma 7, ~138 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 humano/mono
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Peso proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo