


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Para Fc - P08575

Número de artículo: CM0010446



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD45 humano y de macaco cangrejero (P08575), validado para citometría de flujo. Ideal para la detección de antígeno común de leucocitos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 humano/mono
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P08575
Peso de la proteína	138kDa
Envío	Bolsa de hielo