

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Macaco Para Fc - P08575

Número de artículo: CM0004608



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-CD45 humano/macaco para citometría de flujo. Reconoce el antígeno leucocitario común (LCA). Adecuado para el perfilado de células inmunitarias y la investigación oncológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45 humano/macaco
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 de la proteína CD45 humana (P08575).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo