

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0008762



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 conjugado con para citometría de flujo, con reactividad cruzada con CD45 humano y de mono cinomolgo. Detecta el antígeno común de leucocitos para inmunofenotipado y estudios de activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD45 Humano/Mono
Observaciones/Alias	LCA, LY5, B220, CD45, L-CA, T200, CD45R, GP180, IMD105
Especie	Humano
ID del Gen	5788 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Molecular de la Proteína	~147 kDa (canónico; se detectan múltiples isoformas entre 131-147 kDa)
Envío	Bolsa de hielo