

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P08575-8

Número de artículo: CM0010932

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-CD45 conjugado con para citometría de flujo. Reacciona con la isoforma 6 de CD45 humano y de mono cinomolgo (P08575-8), ideal para la caracterización y fenotipado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 Humano/Mono
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cinomolgo
SWISS	P08575-8
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo