

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 Humano/Mono Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P08575-9

Número de artículo: CM0009933

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD45 humano y de mono cinomolgo (PTPRC, LCA). Diseñado para citometría de flujo (FC), este anticuerpo reconoce la isoforma 7 (P08575-9, ~138 kDa). Suministrado en formato con paquetes de hielo para garantizar su estabilidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD45 Humano/Mono conjugado con
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5788
ID del Gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de Flujo)
Reactividad Cruzada	Humano, Mono Cynomolgus
SWISS	P08575-9
Peso Molecular de la Proteína	138 kDa
Envío	Bolsa de hielo