

Conejo Anti-Humano/Mono Cd45 Anticuerpo Monoclonal Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0005142



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD45 humano y de mono, validado para citometría de flujo. Útil para la detección del antígeno común de leucocitos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD45 mAb
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	5788
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso Proteico	147kDa/143kDa/141kDa/136kDa/131kda
Envío	Bolsa de hielo