

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Mono Cd45 Para Citometría De Flujo - P08575

Número de artículo: CM0004821



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD45 humano y de cynomolgus. Validado para citometría de flujo, este anticuerpo detecta múltiples isoformas del antígeno común de leucocitos, permitiendo un inmunofenotipado preciso en la investigación de células T y células hematopoyéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Humano/Mono CD45
Observaciones/Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5788
GeneID	5788
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-577 del CD45 humano (P08575).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P08575
Peso proteico	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Envío	Bolsa de hielo