

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd64 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P12314

Número de artículo: CM0012189



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD64 humano y de mono cinomolgo (FcγRI). Verificado para aplicaciones de citometría de flujo, adecuado para la identificación de monocitos/macrófagos y ensayos de función inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD64 humano/de mono
Observaciones/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Especie	Humana
ID del gen (humano)	2209
ID del gen	2209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 de CD64 humano (NP_000557.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, cinomolgo
SWISS	P12314
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo