

Conejo Anti-Humano/Mono Cd64 Mab - P12314

Número de artículo: CM0004470



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD64 humano/mono (FCGR1A), validado para citometría de flujo. Receptor Fc de IgG de alta afinidad en monocitos; adecuado para monitoreo inmunológico e investigación de ADCC.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Humano/Mono CD64 mAb
Observaciones/Alias	CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcgammaRI
Especie	Humano
GeneID (humano)	2209
GeneID	2209
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 del CD64 humano (NP_000557.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P12314
Peso Proteico	43kDa/39kDa
Envío	Bolsa de hielo