

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd64 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P12314

Número de artículo: CM0009850



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD64 humano/de mono (FcγRI), validado para citometría de flujo. Adecuado para la investigación de la inmunidad innata y adaptativa. Reactividad cruzada con macacos cynomolgus. Receptor de IgG de alta afinidad específico de monocitos/macrófagos.

[Aprende más](#)

| Parámetro               | Valor                                                                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto     | mAb de conejo anti-CD64 humano/de mono                                                                                                                  |
| Observaciones/Sinónimos | CD64; FCG1; FCRI; CD64A; FCGR1; IGFR1; FcγgammaRI                                                                                                       |
| Especie                 | Humano                                                                                                                                                  |
| GeneID (humano)         | 2209                                                                                                                                                    |
| GeneID                  | 2209                                                                                                                                                    |
| Inmunógeno              | Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 16-288 de CD64 humano (NP_000557.1). |
| Origen                  | Conejo                                                                                                                                                  |
| Categoría               | Anticuerpos monoclonales                                                                                                                                |
| Aplicación              | FC                                                                                                                                                      |
| Reactividad cruzada     | Humano, cynomolgus                                                                                                                                      |
| SWISS                   | P12314                                                                                                                                                  |
| Peso de la proteína     | 43 kDa                                                                                                                                                  |
| Envío                   | Bolsa de hielo                                                                                                                                          |