


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd69 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - Q07108

Número de artículo: CM0007808



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD69 humano (SWISS: Q07108). Validado para citometría de flujo en muestras humanas y de macaco cínomoigo. Adecuado para investigación de activación de células inmunitarias y homeostasis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD69 humano/mono
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 de CD69 humano (NP_001772.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cínomoigo
SWISS	Q07108
Peso proteico	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo