


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Humano/Mono Cd69 Para Citometría De Flujo - Q07108

Número de artículo: CM0004166



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD69 humano y de mono cinomolgo, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación y homeostasis de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Humano/Mono CD69
Observaciones/Alias	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
Especie	Humano
GeneID (Humano)	969
GeneID	969
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 78-199 del CD69 humano (NP_001772.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	Q07108
Peso proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo