


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd86 Humano/Macaco Para Fc - P42081

Número de artículo: CM0012794



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD86 (B7-2) humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Apto para el estudio de la coestimulación de linfocitos T y la función de las células presentadoras de antígenos en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 humano/macaco
Abreviaturas/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	942
ID del gen	942
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 de CD86 humano (NP_787058.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P42081
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo