


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd86 Humano/De Mono Para Fc - P42081

Número de artículo: CM0008050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD86 humano y de mono cynomolgus, validado para citometría de flujo. CD86 es una molécula coestimuladora presente en las células presentadoras de antígenos, esencial para la activación de los linfocitos T. Adecuado para investigaciones en inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 humano/de mono
Observaciones/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Especie	Humano
ID del gen	942 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 de CD86 humano (NP_787058.5)
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	P42081
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo