


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd86 Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P42081

Número de artículo: CM0010361



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD86 (B7-2) humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Ideal para investigación de activación y costimulación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD86 humano/mono
Abreviaturas/Alias	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	942
GeneID	942
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-241 de la CD86 humana (NP_787058.5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P42081
Peso proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo