


Conejo Anti-Humano/Mono Cd8A Mab - P01732

Número de artículo: CM0012652



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD8a humano/mono, validado para citometría de flujo. Ideal para el análisis de subpoblaciones de células T y inmunofenotipado en investigación traslacional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano/Mono CD8a mAb
Observaciones/Alias	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; molécula CD8a
Especie	Humano
ID de gen	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo