


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd8A Humano/Mono Para Fc - P01732

Número de artículo: CM0012388



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD8a humano y de cynomolgus, adecuado para citometría de flujo. Reconoce el correceptor de células T involucrado en respuestas inmunes mediadas por MHC de clase I. SWISS: P01732.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD8a humano/mono
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	925
ID de gen	925
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 del CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo