


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Cd8A Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01732

Número de artículo: CM0008022



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD8a humano/mono, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para identificar células T CD8+ y linfocitos citotóxicos en estudios de perfilado inmunológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-CD8a Humano/Mono
Observaciones/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alfa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	925
GeneID	925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-182 de CD8A humano (NP_001759.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Envío	Bolsa de hielo