

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dr Humano/Mono Para Fc - P01903

Número de artículo: CM0011462



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra HLA-DRA (cadena alfa del MHC II DR) para análisis de citometría de flujo de células inmunes humanas y de mono cinomolgo. Ideal para inmunofenotipado e investigación de la respuesta inmune.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HLA-DR Humano/Mono
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humana.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo