

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dr Humano/De Mono Para Fc - P01903

Número de artículo: CM0010751



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con ABflo 594 dirigido contra la cadena alfa de HLA-DR humano y de macaco cangrejero, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de presentación de antígenos MHCII y respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-HLA-DR humano/de mono
Observaciones/alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
GeneID (humano)	3122
GeneID	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humano
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo