

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Hla-Dr Humano/De Mono Para Fc - P01903

Número de artículo: CM0009214



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la cadena alfa de HLA-DR humano y de macaco cangrejero. Diseñado para citometría de flujo, permite identificar células presentadoras de antígenos que expresan MHCII en investigaciones de perfil inmunológico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-HLA-DR humano/de mono
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especie	Humano
GenelD (humano)	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humano.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P01903
Peso de la proteína	29 kDa
Envío	Bolsa de hielo