

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Hla-Dr Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P01903

Número de artículo: CM0012592



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra la cadena alfa del HLA-DR humano/de mono. Validado para citometría de flujo; ideal para estudiar la presentación de antígenos de clase II del MHC en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-HLA-DR humano/de mono
Observaciones/Alias	HLA-DRA1
Especies	Humano
ID del gen (Humano)	3122
ID del gen	3122
Inmunógeno	Proteína recombinante de HLA-DRA humano
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01903
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo