


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgD Humano/Macaco Para Fc - P01880

Número de artículo: CM0005628



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra IgD humano/macaco para citometría de flujo (FC). Validado en humanos y macacos rhesus. Adecuado para inmunofenotipado de células B y el estudio de respuestas inmunes mediadas por IgD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-IgD humano/macaco
Especie	Humano
GeneID (humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Macaco rhesus
SWISS	P01880
Peso de la proteína	42kDa
Envío	Bolsa de hielo