


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgD Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0012776



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-IgD humano validado para citometría de flujo. Reconoce la región constante de IgD humano y de mono cinomolgo. Ideal para estudios del receptor de células B e investigación de inmunidad humoral. 47 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-IgD Humano/Mono
Observaciones/Alias	IGHD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo