

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-IgD Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0009656



Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-IgD humano/mono para citometría de flujo. Reconoce IgD humano y de mono cinomolgo. Adecuado para estudios del receptor de células B, investigación de inmunoglobulinas y aplicaciones de inmunología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-IgD Humano/Mono
Observaciones/Alias	IGHD
Especie	Humano
ID del Gen	3495
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana.
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	Citometría de Flujo (FC)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01880
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo