

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igd Humana/De Mono Para Citometría De Flujo - P01880

Número de artículo: CM0006250



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la región constante delta de la cadena pesada de la inmunoglobulina humana/de mono (IgD) para citometría de flujo. Validado para muestras humanas y de macaco rhesus, con un peso proteico de 42 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgD humana/de mono
Especie	Humana
GeneID (humano)	3495
GeneID	3495
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 99-384 de la IgD humana
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humana, macaco rhesus
SWISS	P01880
Peso proteico	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo