

Mab Igg Anti-Humano/Mono De Conejo - Aaq57561.1

Número de artículo: CM0008768

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra la cadena pesada de IgG humana y de mono. Diseñado para aplicaciones de citometría de flujo intracelular (FC intra). Muestra reactividad cruzada con IgG humana y de macaco cínomolgo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb IgG anti-Humano/Mono de conejo
Especie	Mono
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 98-322 de IgG de mono (AAQ57561.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Cínomolgo
Envío	Bolsa de hielo