

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm Humana/De Mono - P01871-1

Número de artículo: CM0007850

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena pesada de IgM humana/de mono (P01871-1). Validado para IF/ICC y citometría de flujo. Ideal para la investigación de células B e inmunoglobulinas en el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-IgM humana/de mono
Observaciones/Alias	IGHM; AGM1; MU; VH; inmunoglobulina pesada constante mu
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Peso proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo