

Conejo Anti-Humano/Mono Igm Mab - P01871-1

Número de artículo: CM0004538

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena pesada de IgM humana y de cynomolgus. Adecuado para aplicaciones de inmunofluorescencia (IF/ICC, IF-P) y citometría de flujo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano/Mono IgM mAb
Observaciones/Alíase	IGHM; AGM1; MU; VH; inmunoglobulina pesada constante mu
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3507
ID de gen	3507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, IF-P, FC
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871-1
Peso proteico	49kDa/51kDa
Envío	Bolsa de hielo