


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm Humano/Macaco Para Fc - P01871

Número de artículo: CM0009051



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para la región constante de la IgM humana, validado para citometría de flujo (FC). Tiene reactividad cruzada con macaco cínomolgo, siendo ideal para estudios de inmunofenotipado de linfocitos B e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-IgM humano/macaco
Observaciones/Alias	MU; VH; AGM1
Especie	Humano
ID del gen	3507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Cínomolgo
SWISS	P01871
Peso de la proteína	49 kDa
Envío	Bolsa de hielo