


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Igm Humano/Mono Para Citometría De Flujo - P01871

Número de artículo: CM0012281



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a la región constante de la cadena pesada de IgM humana/mona (P01871), diseñado para citometría de flujo. Ideal para investigación de células B e inmunidad humoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-IgM humano/mono
Observaciones/Alias	MU; VH; AGM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3507
GeneID	3507
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de la IgM humana (P01871).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P01871
Peso de la proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo