

## Anticuerpo Monoclonal Igm De Conejo Anti-Humano/Mono Para If/Icc Y Fc - P01871-1

Número de artículo: CM0011097

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta pureza contra IgM humana/cynomolgus, conjugado con , validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Se dirige a la región constante de IgM secretada (SWISS: P01871-1). Ideal para investigación de inmunidad humoral y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb Rabbit anti-Human/Monkey IgM                                                                                            |
| Observaciones/Alias | IGHM; AGM1; MU; VH; cadena constante mu de inmunoglobulina                                                                  |
| Especie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID              | 3507                                                                                                                        |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 218-453 de IgM humana (P01871) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                      |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                    |
| Aplicación          | IF/ICC, FC                                                                                                                  |
| Reactividad cruzada | Humano, Cynomolgus                                                                                                          |
| SWISS               | P01871-1                                                                                                                    |
| Peso proteico       | 49kDa                                                                                                                       |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                              |