


Mab De Conejo Anti-Ki67 Humano/Mona - P46013

Número de artículo: CM0012228



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Ki67 humano/mona diseñado para citometría de flujo intracelular. Se dirige al marcador de proliferación Ki67 humano; presenta reactividad cruzada con el macaco cangrejero. Ideal para investigación de ciclo celular y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ki67 humano/mona
Observaciones/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
GeneID	4288
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 2271-2370 de la Ki67 humana (NP_002408.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intracelular)
Reactividad cruzada	Humano, Macaco cangrejero
SWISS	P46013
Peso de la proteína	319kDa/359kDa
Envío	Bolsa de hielo