

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ki67 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo (Intracelular) - P46013

Número de artículo: CM0010317



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra Ki67 humano y de mono (P46013). Diseñado para citometría de flujo intracelular, permite la detección directa de células proliferantes en aplicaciones de investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ki67 humano/de mono
Observaciones/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
ID génico (humano)	4288
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 de Ki67 humano (NP_002408.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (intracelular) (FC (intra))
Reactividad cruzada	Humano, macaco cangrejero
SWISS	P46013
Peso de la proteína	319 kDa/359 kDa
Envío	Bolsa de hielo