

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ki67 Humano/De Mono Para Citometría De Flujo - P46013

Número de artículo: CM0011365



Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado con fluoróforo contra Ki67 humano, validado para citometría de flujo intracelular. Presenta reactividad cruzada con el mono cynomolgus. Adecuado para estudios de proliferación y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Ki67 humano/de mono
Observaciones/alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
ID del gen (humano)	4288
ID del gen	4288
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 de Ki67 humano (NP_002408.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, cynomolgus
SWISS	P46013
Peso de la proteína	319 kDa/359 kDa
Envío	Bolsa de hielo