

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ki67 Humano/Mono Conjugado Con Para Citometría De Flujo Intracelular - P46013

Número de artículo: CM0011146



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con que reconoce Ki67 humano y de mono, validado para citometría de flujo intracelular para medir la proliferación celular en investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-Ki67 Humano/Mono
Observaciones/Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	4288
ID del Gen	4288
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 del Ki67 humano (NP_002408.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad Cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso Proteico	319kDa/359kDa
Envío	Bolsa de hielo