

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ki67 Humano/Mono Para Citometría De Flujo Intracelular - P46013

Número de artículo: CM0004283

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra Ki67, un marcador de proliferación. Validado para citometría de flujo intracelular en muestras humanas y de mono cinomolgo. Ideal para investigación del ciclo celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Ki67 Humano/Mono
Observaciones/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4288
GeneID	4288
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 2271-2370 de Ki67 humano (NP_002408.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (intra)
Reactividad cruzada	Humano, Cynomolgus
SWISS	P46013
Peso proteico	319kDa/359kDa
Envío	Bolsa de hielo