

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Cd276/B7-H3 Para Fc - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0011499

Introducción

Anticuerpo monoclonal conjugado de conejo anti-humano/ratón CD276 (B7-H3) validado para citometría de flujo. Reconocido la isoforma 2 de la molécula coestimuladora inmune; peso molecular predicho ~34 kDa, detectado en 33/52/57 kDa. Reacción cruzada con humano y ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-humano/ratón CD276/B7-H3
Observaciones/Alias	CD276; 4Ig-B7-H3; B7-H3; B7H3; B7RP-2; Antígeno CD276
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80381
GeneID	80381
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-245 de CD276/B7-H3 humano (NP_079516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso molecular de proteína	33kDa/52kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo