

Abflo 647 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Humano/Ratón Cd276/B7-H3 Para Citometría De Flujo - Q5Zpr3-2

Número de artículo: CM0011368

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a CD276 (B7-H3) conjugado a ABflo 647, validado para citometría de flujo en muestras humanas y de ratón. Basado en inmunógeno recombinante. UniProt Q5ZPR3-2. Ideal para investigación de inmuno-oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Humano/Ratón CD276/B7-H3 mAb
Observaciones/Alias	B7H3; B7-H3; B7RP-2; 4Ig-B7-H3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	80381
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-245 del CD276 humano (NP_079516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5ZPR3-2
Peso proteico	33kDa/52kDa/57kDa
Envío	Bolsa de hielo